



Painel para constante de Plank por luminescência, com sensores e interface

EQ246BIN

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: Física moderna. Matéria e radiação. A determinação da constante de Planck por luminescência. A luminescência. Determinando as tensões de corte de cada diodo emissor de luz, LED. Construindo o gráfico corrente x tensão. Tabelando os dados e construido gráfico. Determinando a constante de Planck, etc.

Áreas de Conhecimento

Física

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

cidepedigital.com.br \(\text{ cidepe@cidepe.com.br} \)