



Gerador eletromagnético CA e CC, didático

EQ287

Função

Destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de experimentos de física, eletromagnetismo, sobre: gerador elétrico CC, gerador elétrico CA, indução magnética, indução eletromagnética, ímã permanente, eletroímã, etc.

Áreas de Conhecimento

Física - Cidepe STHEAM

Nível de Ensino

Graduação - Ensino Técnico

Principais Experimentos

Física - Eletricidade e Eletromagnetismo - Eletromagnetismo

O princípio de funcionamento do gerador elétrico CC por indução magnética, ímã permanente. - 1082.220

O princípio de funcionamento do gerador elétrico CC por indução eletromagnética, com eletroímã e fonte regulável. - 1082.221

O princípio de funcionamento do gerador elétrico CA por indução eletromagnética. - 1082.222

Av. Victor Barreto, 592 - CEP 92010-000 - Canoas - RS - Brasil